




CATÁLOGO

CERTIFICADOS:




TIRAS DE ALCOHOL SALIVA

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de saliva, entregando resultados semi cualitativo en 2 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0,02°BAC.

Leer el resultado a los 2 minutos

 Resultados en 2 minutos

Certificados:



TEST DE 6 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de **fluido oral**.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs a 14hrs	50 ng/ml
Cocaina (COC)	5 a 10 min hasta 24 hrs	20 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7 hrst hasta 21 hrs	40 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 72 hrs	30 ng/ml



TEST DE 5 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs hasta 14 hrs	50 ng/ml
Cocaina (COC)	5 a 10 min hasta 24 hrs	20 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7hrs hasta 21 hrs	40 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 72 hrs	30 ng/ml



TEST DE DROGAS + ALCOHOL FORMATO LÁPIZ


Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas y alcohol en una muestra de fluido oral.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

Resultados en 5 minutos

Certificados:

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs hasta 14 hrs	50 ng/ml
Cocaína (COC)	5 a 10 min hasta 24 hrs	20 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7 hrs hasta 21 hrs	40 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 72 hrs	30 ng/ml
Alcohol (ALC)	30 min hasta 24 hrs	0.02%




TEST DE 7 DROGAS + ALCOHOL FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 7 drogas y alcohol en una muestra de fluido oral.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs hasta 14 hrs	50 ng/ml
Cocaína (COC)	5 a 10 min hasta 24 hrs	20 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7 hrs hasta 21 hrs	40 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 21 hrs	30 ng/ml
Ketamina (KET)	5 a 10 min hasta 3 hrs	50 ng/ml
Alcohol (ALC)	30 min hasta a 24 hrs	0.02%

TEST DE 5 DROGAS FORMATO COPA


Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral, Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs hasta 14 hrs	50 ng/ml
Cocaína (COC)	5 a 10min hasta 24 hrs	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10min hasta 72 hrs	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7 hrs hasta 72 hrs	200 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 12 días	200 ng/ml




TIRAS DE ALCOHOL ORINA

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de orina, entregando resultados semi cualitativo en 3 a 5 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0,02.

Leer el resultado a los 2 minutos

 Resultados en 2 minutos

Certificados:



TEST DE 1 DROGA KET FORMATO PANEL



Dispositivo capaz de detectar ketamina (KET) en una muestra orina.

Tiene un periodo de detección desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:    

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Ketamina (KET)	3 días min. y 5 días max.	1000 ng/ml







TEST DE 1 DROGA THC FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar Cannabis (THC) en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



TEST DE 2 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 2 drogas en una muestra de orina.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	Min 2-56 hrs hasta Max 3-10 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	Min 4 hrs hasta Max 24-48 hrs	150 ng/ml



TEST DE 4 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 4 drogas en una muestra de orina.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hrs hasta 3-7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24-48 hrs	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Benzodiazepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	200 ng/ml



TEST DE 5 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de orina.



Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hrs hasta 3-7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24-48 hrs	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	2 hrs hasta 4 días	200 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	200 ng/ml



TEST DE 6 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.



Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hrs hasta 3-7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24-48 días	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	2 hrs hasta 4 días	200 ng/ml
Benzodiazepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	200 ng/ml
Metanfetamina (MET)	2 hrs hasta 3-7 días	500 ng/ml



TEST DE 6 DROGAS FORMATO COPA CON LLAVE

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hrs hasta 3-7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24-48 días	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	2 hrs hasta 3-5 días	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	2 hrs hasta 4 días	2000 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	300 ng/ml

- Asegura el casquillo mientras que la copa esté sobre una superficie
- Técnico despega la etiqueta para revelar tira de la adulteración
- Espera 5 minutos leer los resultados de drogas
- Lea las tiras de adulteración y tiras de alcohol entre 4-5min con la ayuda de la carta de color

El resultado de la tira de drogas debe leerse a los 5 min

En 2 min a la hora de leer artículos de alcohol.

OX	MIT	S.G.
GLUT	PH	OC
+	+	+
-	-	-
+	+	+
-	-	-

Negativo Positivo Invalido

□	□	□	□
0.02%	0.04%	0.08%	0.30%